



Higiene - Desinfección - Protección - MASCARILLA-2 - Mascarilla KN95 FFP2 95% Pack 10 Ud.

Mascarillas de adulto KN95 categoría FFP2 con 95% de eficacia de filtración mínima. Impide que inhalamos fluidos tóxicos de polvo, aerosoles y humos. Eficaz contra bacterias, virus y esporas de hongos

Mascarilla KN95 - FFP2 para protección contra patógenos

Esta mascarilla esta diseñada para protegernos de contaminación aérea contra agentes patógenos como virus, bacterias u hongos, así como aerosoles sólidos o líquidos.

Con este pack de Mascarillas FFP2 - KN95 de 10 unidades, podrá protegerse de agentes biológicos patógenos(bacterias, virus, hongos, ...) sin perder la comodidad.

Esta mascarilla KN95 tiene una eficacia de filtración mínima >95%

Por motivos de seguridad e higiene NO se admiten devoluciones en mascarillas .

¿Para quién está indicado?

Está indicado para todo tipo de personas. Siga las instrucciones para una correcta colocación.

¿Cómo se aplica?

Lo dispondremos sobre nuestro rostro ajustándolo perfectamente sin que nos moleste, con el clip nasal orientado hacia los dedos. Deja que las cintas elásticas de sujeción cuelguen libremente. Dispón la mascarilla en el rostro, de forma que la parte inferior quede por debajo de la barbilla y el clip nasal sobre la nariz.

Recomendación:

*Las Mascarillas FFP2/3 y KN95 están fabricadas como material "no reutilizable". En la actual crisis sanitaria del COVID-19 las autoridades sanitarias nos informan como descontaminar este tipo de mascarillas ante la escasez del mercado y poder reutilizarlas.

Cuando la mascarilla presente el menor signo de desgaste o resistencia a la respiración, por tu seguridad deseche la mascarilla.

Conforme a la disposición 4525 con la Orden SND/354/2020 del BOE num. 109, facilitamos a continuación la información necesaria sobre este producto:

Denominación usual: Mascarilla autofiltrante tipo KN95

Contenido del envase: 10 unidades

Datos de la empresa fabricante: Shantou Himiss Clothing Co., Ltd. 737 Laohehui Roud, Heping Town, Chaoyang District, Shantou, Guangdong, China

Composición: : Capa exterior, hilado no tejido (Polipropileno). Capa intermedia, no tejido soplado por fusión (polipropileno). Capa interna, hilado no tejido (Polipropileno). Gancho para la oreja, polipropileno elástico

Periodo recomendado de uso: 8 horas

Características esenciales: talla única, 1 solo uso.

Advertencias: no es un producto sanitario, no puede utilizarse en quirófano. Es un equipo de protección individual.

Lote: no dispone

Instrucciones de uso: Lavar manos con agua y jabón. Sujetar la mascarilla desde las bandas de ajuste y colocar sobre nariz y boca. Fijar las bandas de sujeción tras las orejas. Si fuera necesario, colocar y ajustar la banda metálica que se proporciona sobre la nariz. Para retirarla, siempre desde las bandas de sujeción, no toque la parte delantera. Deseche la mascarilla y lávese las manos de nuevo.

. Lugar de origen: Guangdong. China

. Núm. lavados máximos: no procede

KSL KN95 3D立體醫護口罩



CE

一盒10片







DIFERENTES TIPOS DE MASCARILLAS

CLASIFICACIÓN SEGÚN LOS
DISTINTOS TIPOS DE PROTECCIÓN

| EQUIPO | TIPO | | Para no contagiarse Protección de quien la lleva contra organismos infecciosos | Para no contagiar Evita la emisión de organismos infecciosos | PROPIEDADES |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mascarillas autofiltrantes desechables Protegen de fuera hacia dentro y sirven para prevenir el contagio SIGUEN LA NORMA EN 149  LAS REUTILIZABLES LLEVAN UNA "R"  LAS NO REUTILIZABLES SERVIRÁN PARA UN ÚNICO TURNO. MARCADAS CON "NR" | FFP 1 sin válvula de exhalación |  |  |  | <ul style="list-style-type: none"> • Equipo de protección pero con filtración mínima • No protege frente a organismos infecciosos. • Limita la propagación del contagio |
| | FFP 2 sin válvula de exhalación |  |  |  | <ul style="list-style-type: none"> • Protege y limita la propagación del contagio |
| | FFP 3 con válvula de exhalación |  |  |  | <ul style="list-style-type: none"> • Todas las mascarillas autofiltrantes FFP 3 disponen de válvula de exhalación • Protege pero no limita la propagación del contagio |
| | FFP 2 con válvula de exhalación |  |  |  | <ul style="list-style-type: none"> • Protege pero no limita la propagación del contagio |
| Quirúrgicas y caseras Protegen de dentro hacia afuera Sirven para que alguien enfermo no contagie. En este grupo se incluyen las fabricadas en casa, aunque estas sin ninguna homologación | Mascarilla quirúrgica desechable |  |  |  | <ul style="list-style-type: none"> • No es un equipo de protección • No protege pero limita la propagación del contagio |
| | Mascarilla higiénica desechable |  |  |  | <ul style="list-style-type: none"> • No es un equipo de protección • No protege pero limita la propagación del contagio • No sujeta a norma, eficacia no testada |
| Industriales Protegen de fuera hacia dentro SIGUEN LA NORMA EN 140 | Semimáscara buconasal con filtros |  |  |  | <ul style="list-style-type: none"> • Todas disponen de válvulas de exhalación • Protege pero no limita la propagación del contagio • Reutilizable |