



Higiene - Desinfección - Protección - MASCARILLA-6 - Mascarilla quirúrgica desechable pack 20 und.

Mascarilla de 3 capas hipoalergénica, con alta capacidad de filtración 99%.

Espesor filtro = 10 micrones. 3 capas (1 papel / 1 filtro / 1 TNT).

Capas de tela no tejida y una capa de filtro melt blown. 3 capas en total.

Instrucciones de uso:

1. Sostenga la mascarilla con la pieza de la nariz en la parte superior y el lado coloreado hacia afuera, coloque un lazo alrededor de cada oreja.
2. Pellizque suavemente la pieza nasal a la forma de su nariz, sostenga la pieza nasal y cubra la mascarilla con la mandíbula.
3. Asegúrese de que la mascarilla cubra el puente nasal hacia la mandíbula, asegurando el mejor efecto protector.

Certificación CE0865. Equivalencias internacionales EN14683-2019.

Aunque cumplen la normativa no se considera material quirúrgico.

Las mascarillas higiénicas no son productos sanitarios en el sentido de la directiva 93/42/CEE o del Reglamento (UE) 2017/745, ni equipos de protección individual en el sentido del Reglamento (UE) 2016/425. Son un complemento a las medidas de distanciamiento social e higiene recomendadas por el Ministerio de Sanidad para minimizar el riesgo de propagación del agente patógeno Covid-19.



DIFERENTES TIPOS DE MASCARILLAS

CLASIFICACIÓN SEGÚN LOS
DISTINTOS TIPOS DE PROTECCIÓN

EQUIPO	TIPO		Para no contagiarse Protección de quien la lleva contra organismos infecciosos	Para no contagiar Evita la emisión de organismos infecciosos	PROPIEDADES
<p>Mascarillas autofiltrantes desechables</p> <p>Protegen de fuera hacia dentro y sirven para prevenir el contagio</p> <p>SIGUEN LA NORMA EN 149</p> <p>LAS REUTILIZABLES LLEVAN UNA "R"</p> <p>LAS NO REUTILIZABLES SERVIRÁN PARA UN ÚNICO TURNO. MARCADAS CON "NR"</p>	FFP 1 sin válvula de exhalación				<ul style="list-style-type: none"> • Equipo de protección pero con filtración mínima • No protege frente a organismos infecciosos. • Limita la propagación del contagio
	FFP 2 sin válvula de exhalación				<ul style="list-style-type: none"> • Protege y limita la propagación del contagio
	FFP 3 con válvula de exhalación				<ul style="list-style-type: none"> • Todas las mascarillas autofiltrantes FFP 3 disponen de válvula de exhalación • Protege pero no limita la propagación del contagio
	FFP 2 con válvula de exhalación				<ul style="list-style-type: none"> • Protege pero no limita la propagación del contagio
<p>Quirúrgicas y caseras</p> <p>Protegen de dentro hacia afuera</p> <p>Sirven para que alguien enfermo no contagie. En este grupo se incluyen las fabricadas en casa, aunque estas sin ninguna homologación</p>	Mascarilla quirúrgica desechable				<ul style="list-style-type: none"> • No es un equipo de protección • No protege pero limita la propagación del contagio
	Mascarilla higiénica desechable				<ul style="list-style-type: none"> • No es un equipo de protección • No protege pero limita la propagación del contagio • No sujeta a norma, eficacia no testada
<p>Industriales</p> <p>Protegen de fuera hacia dentro</p> <p>SIGUEN LA NORMA EN 140</p>	Semimáscara buconasal con filtros				<ul style="list-style-type: none"> • Todas disponen de válvulas de exhalación • Protege pero no limita la propagación del contagio • Reutilizable