






**10 UNIDADES**



Standard: GB 15979  
Date of production: See print on the package  
Shelf life: 3 years  
Qualified

District

South China Hardware Co., Ltd.  
Foshan, Guangdong  
No. 1429 of 2017

Exp: 2023.04.18  
Lot NO: PM200227

10 PCS



### 产品合格证 CERTIFICATE OF QUALITY

产品名称: 舒肤儿童KN95口罩 (非医用)  
Product name: Shu Fu Kids KN95 children's mask (Non-medical)  
产品规格: 11\*9 (cm)  
Product Dimensions  
产品数量: 10 pieces  
Quantity

质检员: QC PASS  
Inspector: 杨01

生产标准: GB 2626-2006  
Executive standard

生产日期: 2020-04  
Production Date

保质期: 3 years  
Expiry Date

主要材料: 熔喷布  
Main materials

委托方: 广东舒肤五金制品有限公司  
Entrusting Party: Guangdong Shufu Hardware Products Co., Ltd.

生产厂: 佛山舒肤五金制品有限公司  
Manufacturer: Foshan Shufu Hardware Products Co., Ltd.

本产品经国家药品监督管理局备案  
This product was tested and approved by the State Drug Administration



Product name:KN95 children's masks

Main materials: exterior spunbond nonwoven fabric, effectively bacteria-filtering melt-blown nonwoven fabric, and interior spunbond nonwoven fabric.

Product features: the mask filter is made in 3D structure, which ensures enough breath space and fits perfectly with the face contour to offer all-round protection.

01 Thick non-woven fabric  
Isolate large particles

02 Meltblown cloth  
Antistatic

03 Non-woven  
Isolate fine particles

04 Soft skin-friendly  
Moisture absorption

Importador: Viveros Predillo, Calle Llanos de Jerez nº 5, Colada  
CIF: B87669404  
Mascarilla no reutilizable de cinco capas KN95  
10 unidades  
Composición: Mascarilla fabricada de tela no tejida hilada, algodón  
filtrado con aguja, tela no tejida soplada en caliente.  
Período recomendado de uso: 30 horas de un solo uso  
Instrucciones de uso:  
1. En primer lugar, antes de colocar la mascarilla, es necesario  
lavarse las manos con un gel desinfectante a base de  
alcohol, o bien, con agua y jabón.  
2. Abrir la mascarilla y ajustar la forma.  
3. Colocar la mascarilla por debajo de la barbilla.  
4. Cubrirse la boca y la nariz con la mascarilla y comprobar que no  
queden espacios libres.  
5. Una vez colocada, hay que comprobar que el ajuste es correcto  
para evitar fugas de aire.  
Procedencia: China.  
Cumple con los estándares: EN149:2001+A1:2009  
BFE > 95%  
ESTE PRODUCTO NO ES UN EQUIPO DE PROTECCIÓN  
INDIVIDUAL NI UN PRODUCTO SANITARIO

Producer: Guangzhou Shufang Medical Instruments Co., Ltd.  
Address: Rm. 713, No. 34 Qifu Road, Yuncheng Street, Baiyun District,  
Guangzhou, China  
Tel: 18026286789

Authorized manufacturer: Foshan Yimei Healthcare Products Co., Ltd.  
Address: 30 Mingsha North Road, South China Hardware Industrial  
Base, Danzao Town, Nanhai District, Foshan, Guangdong  
Hygienic permit No.: Yue Wei Xiao Zhen No. 1429 of 2017  
Executive standard: GB 2626-2006  
Production date: Please see the packaging  
Shelf life: 3 years      Qualified

Exp:2023.04.18  
Lot NO:YM200418

10 PDS





**Pack 10 Mascarillas KN95 (FFP2) infantil**

---



## TEST REPORT

(Electronic version)



No:200027992

VERIFICATION WEBSITE: [www.gttc.net.cn](http://www.gttc.net.cn)

VERIFICATION CODE: LCIL-6088-24



ISSUE DATE:2020-03-05

APPLICANT: Guangzhou shufang Medical Instruments Co.,Ltd.

ADDRESS: Room T13, No. 34, Qifu Road, Yuncheng Street, Baiyun District, Guangzhou

APPLICANT PROVIDED SAMPLE DESCRIPTION:

FORTY(40) PIECES OF FILTER MATERIAL FOR PROTECTIVE MASK

DATE RECEIVED/DATE TEST STARTED: 2020-03-04

CONCLUSION:

RESIDUAL ETHYLENE OXIDE

M

EXTRACTABLE HEAVY METALS

M

BACTERIAL FILTRATION EFFICIENCY

M

PARTICLE FILTRATION EFFICIENCY

M

AIRFLOW RESISTANCE

M

NOTE: "M" -MEET THE STANDARD'S REQUIREMENT "P" -FAIL TO MEET THE STANDARD'S REQUIREMENT  
"——" -NO COMMENT

REMARK:

THE DECISION INDICATORS ARE DERIVED FROM THE ASSOCIATION STANDARDS REQUIRED BY CLIENT (T/CTCA 7-2019). OUR INSPECTION CAPACITY AUTHORIZED BY CMA AND CAL COVERS THE INSPECTION ITEMS T/CTCA 7-2019.

ALL THE TESTED ITEMS ARE TESTED UNDER THE STANDARD CONDITION (EXCEPT FOR INDICATION).

COPIES OF THE REPORT ARE VALID ONLY RE-STAMPED.

THE EXPERIMENT WAS CARRIED OUT AT No.1, ZHUJIANG ROAD, PANYU DISTRICT, GUANGZHOU, GUANGDONG, P.R.CHINA.

APPROVED BY:

Ming Fang ENGINEER

方明

PAGE 1 OF 3

# TEST REPORT

(Electronic version)

No:200027992

## RESIDUAL ETHYLENE OXIDE

(GB/T 14233.1-2008)

NOT DETECTED

(DETECTION LIMIT:0.5 μg/g)

REQUIREMENT

≤10 μg/g

(Y/CTCA 7-2019)

## EXTRACTABLE HEAVY METALS(mg/kg)

(GB/T 17593.2-2007)

As NOT DETECTED

(DETECTION LIMIT:0.20)

Cd NOT DETECTED

(DETECTION LIMIT:0.06)

Cr NOT DETECTED

(DETECTION LIMIT:0.12)

Pb NOT DETECTED

(DETECTION LIMIT:0.16)

Cd NOT DETECTED

(DETECTION LIMIT:0.01)

Co NOT DETECTED

(DETECTION LIMIT:0.02)

Ni NOT DETECTED

(DETECTION LIMIT:0.06)

Sb NOT DETECTED

(DETECTION LIMIT:0.00)

REQUIREMENT

≤0.2

≤25.03

≤1.0

≤0.2

≤0.1

≤1.0

≤1.0

≤30.0

(Y/CTCA 7-2019)

## BACTERIAL FILTRATION EFFICIENCY(%)

(YY 0469-2011 ANNEX B, TEST BACTERIA: STAPHYLOCOCCUS AUREUS ATCC 6538, TEST AREA: 40cm<sup>2</sup>, FLOW RATE: 20, 3L/min, MEAN PARTICLE SIZE: 3.0 μm, RESULT OF THE POSITIVE CONTROL: 1.9×10<sup>5</sup> CFU, RESULT OF THE NEGATIVE CONTROL: <1CFU)

BFE<sub>1</sub> 98.4

BFE<sub>2</sub> 98.4

BFE<sub>3</sub> 98.0

REQUIREMENT

≥95

(Y/CTCA 7-2019)

## PARTICLE FILTRATION EFFICIENCY(%)

(YY 0469-2011 5.6.2, AIR FLOW:30L/min, AEROSOL:NaCl, AEROSOL CONCENTRATION:15mg/m<sup>3</sup>, TEMP:23.1℃, RH:36.8%)

MINIMUM 95.27

REQUIREMENT

≥80

(Y/CTCA 7-2019)

## AIRFLOW RESISTANCE(Pa)

(YY 0469-2011 5.6.2, AIR FLOW:30L/min, AEROSOL:NaCl, AEROSOL CONCENTRATION:15mg/m<sup>3</sup>, TEMP:23.1℃, RH:36.8%)

MAXIMUM 26.5

REQUIREMENT

≤80

(Y/CTCA 7-2019)

—End of Report—

PAGE 3 OF 3



## Diferencias entre Mascarillas FFP1 FFP2 FFP3 con o sin válvula

|                                                                                                                   |                                | Para protegerme a mí | Para proteger a los demás |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------|---------------------------|
|  <p><b>Mascarillas EPI</b></p> | FFP1 sin válvula de exhalación | ✓                    | ✓                         |
|                                                                                                                   | FFP2 sin válvula de exhalación | ✓                    | ✓                         |
|                                                                                                                   | FFP3 sin válvula de exhalación | ✓                    | ✓                         |
|                                                                                                                   | FFP2 con válvula de exhalación | ✓                    | ✗                         |
|                                                                                                                   | FFP3 con válvula de exhalación | ✓                    | ✗                         |